


## 6well-Multi

### 6ウェルプレート製品

- ◎ 1ウェル中にスフェロイドを集約した大容量パッケージ
- ◎ 細胞品質は96ウェルプレートと同等
- ◎ 常温での輸送により、ready-to-use
- ◎ 薬物動態評価等の細胞が多く必要な試験に最適



1ウェルあたり約500個のスフェロイド

品名	型番	参考価格
3D-RPTEC(6well-Multi)・専用培地セット	NCP04SP	480,000円 (税込528,000円)
3D-RPTEC(6well-Multi)	NCP05RP	440,000円 (税込484,000円)
専用培地	NCP03CM	60,000円 (税込66,000円)

### 取扱代理店

オリエンタル酵母工業株式会社

富士フィルム和光純薬株式会社

オリエンタル酵母工業  
3D-RPTEC 製品サイト




富士フィルム和光純薬  
3D-RPTEC 製品サイト




## Transwellへの再播種とTEER評価

### 再播種方法


3D-RPTECを酵素処理してTranswellに再播種した。



### 再播種後TEER





### 再播種後のトランスポーター発現量



24hr後もタンパク質発現の50%を保持

## 取り込み評価 (Apical to Cell, Basolateral to Cell)



3D-RPTECの薬物トランスポーターによる取込活性が確認された